

Przewodnictwo Graniczne

Narzędzie **Przewodnictwo Graniczne**^{*)} dostępne w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia wyznaczenie przewodnictwa granicznego i stałej dysocjacji w oparciu o krzywą miareczkowania konduktometrycznego.

W zależności od rodzaju miareczkowanego elektrolitu (mocny lub słaby) przewodnictwo graniczne może być wyznaczone według modelu Kohlrausch'a, Krausa-Braya lub Shedlovsky'ego.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

