

Oznaczanie zawartości fluorków

Procedura **Oznaczanie Fluorków**^{*)} dostępna w wersji **Expert** programu **CerkoLab** polega na punktowym pomiarze zawartości jonów fluorkowych (F⁻) przy użyciu membranowej elektrody jonoselektywnej. Wynik pomiaru może być przedstawiony w uzgodnionej z użytkownikiem postaci (np. mV, mol/L lub ppm). Dodatkowo możliwa jest ciągła rejestracja sygnału w czasie.

Wynik pomiaru może zostać zapisany do pliku lub wydrukowany w postaci wykresu. Opcja **Raport** umożliwia wydrukowanie skróconej wersji raportu pomiaru.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

