

Procedura Oznaczanie pKa kwasów jednoprotonowych

Procedura **Oznaczanie pKa**^{*)} dostępna w wersji **Expert** programu **CerkoLab** przeznaczona jest do szybkiego wyznaczenia wartości pKa kwasów jednoprotonowych.

Po osiągnięciu punktu końcowego procedura automatycznie wylicza wartość pKa. Wynik pomiaru może zostać zapisany do pliku lub wydrukowany w postaci wykresu. Opcja **Raport** umożliwia wydrukowanie syntetycznego raportu pomiaru.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

