

Miareczkowanie programowane

Moduł programowy **Miareczkowanie programowane**^{*)} dostępny w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia przeprowadzenie miareczkowania, w którym można niezależnie programować wielkość każdej dozy titranta i pauzy pomiędzy dozami. W celu wielokrotnego użycia wartości poszczególnych porcji titranta i pauz (program miareczkowania) można zapisać do oddzielnego pliku.

^{*)} Firma Cerko w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

