

Analiza widm spektrofotometrycznych

Narzędzie **Analiza Widm**^{*)} dostępne w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia przeprowadzanie podstawowej obróbki widm, kinetyki i miareczkowań spektrofotometrycznych.

Dane pomiarowe mogą zostać przedstawione w postaci wykresów wyrażonych w różnych jednostkach (zarówno na osi X jak i Y). Możliwe jest również automatyczne wybranie z otrzymanych widm punktów charakterystycznych (np. maksimum absorbcji) w funkcji ilości dodanego titranta a na tej podstawie np. szybkie sprawdzenie zgodności z prawem Lamberta-Beer'a.

^{*)}Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

